Pulsioxímetro CMS50D



Características Técnicas

- Sonda SpO2 adulta y pantalla integradas.
- Aplicación: hospital, casa, tratamiento médico comunitario, salud deportiva, etc.
- Medición de SpO2 y frecuencia cardíaca.
- Modo de visualización variable.
- Visualización de SpO2, FC y onda pletismográfica.
- Indicador de batería baja.
- Bajo consumo de batería.
- Pequeño, ligero y fácil de transportar.
- Rango de medición SpO2: 0~100%.
- Rango de medición frecuencia cardíaca: 30~250 lpm.
- Precisión para SpO2: ±2% (70%~100%).
- Precisión para FC: ± 2 lpm o $\pm 2\%$ (el mayor de los dos).
- Resolución: 1% para SpO2, 1 lpm para frecuencia cardíaca.





Su distribuidor: