

Pulsioxímetro MD300C23



Características Técnicas

- Muestra por pantalla el SpO2%, la FC y la onda pletoisométrica
- Uso simple y rápido
- Ligero y compacto (peso de 28g sin incluir las baterías)
- Bajo consumo, con sólo dos baterías de tipo AAA puede utilizarse más de 20 horas.
- Indicador de batería baja
- Incluye un práctico cordón para colgarlo al cuello, funda de silicona y de transporte textil y dos pilas.
- Resolución SpO2: $\pm 1\%$
- Precisión SpO2: 80%-100%: $\pm 2\%$
70%-79%: $\pm 3\%$
- Resolución FC: $\pm 1\text{ppm}$
- Precisión FC: 30-100: $\pm 2\text{ppm}$
101-235: $\pm 2\%$



Su distribuidor: